

18 Jun 17 19:33
01 Jun 17 06:05

Dr. Robby Zellmer
Oppermann

033235290112
043841575

S.6
S.4

Klub für Ungarische Hirtenhunde e.V.

PL-Röntgenuntersuchung

Die röntgenologische Untersuchung (cranial-caudaler und latero-lateraler Strahlengang) ist frühestens im 14. Lebensmonat möglich und nur für Hunde ohne Erstuntersuchung im 5./6. Lebensmonat (§ 24 a Abs. 3 Zuchtordnung) vorgesehen.

Eigentümer Janet Kresse und Holm Teichmann

Adresse: Gödissaer Weg 5, 04626 Kratschütz

Name des Hundes: Cleo vom Osterland

Rasse: Pyrenäenberghund

Zuchtbuch-Nr. PyZ63292 Wurfstag: 09.04.2015

Chip-Nr. 276095610078453

Hiermit bestätige ich die Identität des untersuchten Hundes. Ich versichere, dass im Bereich der Hintergliedmaßen keine Korrekturoperationen vorgenommen wurden.

Altenberg, 10.5.17
(Ort, Datum)

[Signature]
(Unterschrift des Eigentümers)

Der unterzeichnende Tierarzt versichert, dass er die Identität des Hundes überprüft hat und ihm der Abstammungsnachweis oder eine Kopie desselben vorgelegt wurde.

Altenberg 10.05.17
(Ort/Datum)

[Signature]
(Stempel/Unterschrift des Tierarztes)

Beurteilung der röntgenologischen Untersuchung

- Kein Hinweis auf Patellaluxation ()
- Kein Hinweis auf einen chirurg. Eingriff ()
- Kein Hinweis auf Arthrose ()
- Hinweis auf Patellaluxation ()
- Hinweis auf einen chirurg. Eingriff ()
- Hinweis auf Arthrose ()

Die Begutachtung steht ausschließlich dem Gutachter des Klubs zu.

[Signature] 17.06.17
(Ort/Datum)

[Signature]
(Unterschrift des Gutachters)
Dr. R. Zellmer
Thiemannstr. 57
14882 Friesack

Diese Bescheinigung, die Röntgenaufnahme und die Original-Almentafel-/Registerschein sind einzusenden an: Klub für Ungarische Hirtenhunde e.V., Röntgenbildstelle Wolfgang Oppermann, Klintener Weg 2, 24211 Rastorfer Passau, Tel. 04384/1575. Gleichzeitig sind € 15,00 auf das Klubkonto bei der Niederrheinische Sparkasse Rhein Lippe (NISPA), IBAN: DE47 3565 0000 0000 2167 05 / SWIFT-BIC: WELADED1WES einzuzahlen. Digitalaufnahmen bitte über Vetz an den Gutachter Herrn Dr. Robby Zellmer schicken. Die PL - Aufnahmen müssen unter HD eingestellt werden.